

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
R150A	00021A	150kg	1000g	260 x 300mm
960A	00011A	150kg	1000g	260 x 300mm

Accessori inclusi: Garanzia 3 anni.

OPTIONAL	CODICE	SERVIZI:	CODICE
WH 200 Statimetro telescopico meccanico solo per modello R150A 60~200cm	00069AB	Omologazione	AOMOL
Ruote trasporto		Certificato taratura accredita	ACOSIT
		Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, regolazione dello zero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CND - Repertorio:** V0399 - 210385
- Omologazioni:** Direttiva metrica NAWI Classe di precisione IIII e Dispositivi medici MDD Classe di rischio Im, con funzione di misura
- Struttura:** Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato, con sistema di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano, per garantire un perfetto funzionamento nel tempo.
- Dimensioni mm:**
R150A (w)270 x (L)400x(h)900 / Base (w)240-260 x (L)300 x (h)85; Colonna (h) Ø 60 x 750, Quadrante Ø180
960A (w)270x(L)400x(h)200 / Base (w)240-260x(L)300x(h)85; Quadrante Ø180
- Packaging:**
R150A 1pcs Dimensioni(w)300x(L)430x(h)1050mm, Peso netto 7kg, peso lordo 10kg.
960A 1pcs Dimensioni(w)350x(L)470x(h)330mm, Peso netto 5kg, peso lordo 6,5kg.

