

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
Baby 630	00488	7,5/15kg	5/10g	560x240mm
Accessori inclusi: Alimentatore, 6 batterie alcaline AA 1.5v, RS 232, livella, piedini regolabili, garanzia 2 anni				

OPTIONAL	CODICE	SERVIZI:	CODICE
Borsa imbottita per trasporto	00157C	Omologazione	AOMOL
		Certificato prove elettriche	APREL
		Certificato taratura accredita	ACOSIT
		Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara, peso-percentile di crescita, blocco del peso, Azzeramento, Autoff programmabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio:	V0399 - 675687
Omologazioni:	Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura.
Struttura:	In ABS con visore multifunzionale peso/percentili e tastiera a tasti meccanici; piatto in ABS.
Dimensioni mm:	Totale (w) 560 x (L) 270 (h) 160, piatto (w) 560 x (L) 270
Visore:	Grande display LCD 25mm a 5 cifre ben visibile.
Alimentazione:	Alimentatore esterno o 6 batterie alcaline codice AA 1.5v.
Packaging:	1pcs Dimensioni (w) 440 x (L) 200 x (h) 300mm, Peso netto 3,5kg; Peso lordo circa 4Kg.



Piatto pieghevole salva spazio
280 x 150



Baby630:
Borsa trasporto

